

### 8. Bruksrelaterede risiker

Förutsebar felaktig användning omfatter:

- Betrækket er revnet eller perforeret pga slitage
- Svejsningen i sømmene er mangelfuld så det ikke er tæt
- Forkert lagt på så det ikke er tæt
- Forkert storleksval
- Brug av skadad eller sliten produkt
- Hudirritation vid sart hud

Disse risiker minskas genom korrekt storleksval, korrekt användning och regelbunden inspektion.

### 9. Förvaring

- Förvaras torrt och rent
- Skyddas mot direkt solljus och värme
- Förvaras utom räckhåll för små barn när det inte används

### 10. Kassering

Produkten kan kasseras som almindeligt tekstilaffald i overensstemmelse med lokale retningslinjer.

### 11. Tillverkaruppgifter

Care Design

Se produktmärkning eller förpackning för tillverkarens adress och kontaktuppgifter.

### 12. Information till tillverkaren

Om du upplever en allvarlig händelse i samband med användning av produkten, kontakta tillverkaren och den behöriga myndigheten i det land där användaren/patienten är etablerad (i Danmark är detta Läkemedelsstyrelsen)



**CARE® Design**

Englandsvej 8  
5700 Svendborg-DK  
Telefon: +45 65 97 70 80

E-mail: [caredesign@caredesign.dk](mailto:caredesign@caredesign.dk)  
[www.caredesign.dk](http://www.caredesign.dk)

## Bed Cover Pro

Produktgrupp: Bed Cover Pro

40x45 cm, 60x63cm, 100x140cm, 140x200cm



## Bed Cover Pro - Care Design produktgrupp: Täck- och kuddskydd

Tack för ditt förtroende för en medicinteknisk produkt från Care Design I/S.

Läs denna bruksanvisning noggrant. Om du har frågor, vänligen kontakta Care Design.

Produktnamn: Bed Cover Pro

Tillverkare: Care Design I/S

Produktkategori: Medicinteknisk produkt

MDR-klassificering: Klass I

### 1. Produktbeskrivning

Dynebeskyttelse er en ultralet, væsketæt og åndbar beskyttelsesbetræk, som trækkes over dynen før sengelinned, for at beskytte mod væskeudslip. Pudebeskyttelse er samme type produkt for dyna. Begge er fremstillet med en polyester-polyurethanmembran, som kan tvættes ved høj temperatur og tørretumbles utan at miste væsketæthed.

Pude- og dynebeskyttelse kan fås i 2 forskellige storlekr hver. Henholdsvis Junior- og Seniorstorlek.

Materialet er Økotex-certificeret och dermed meget hudvenligt at anvende.

### 2. Avsedd användning

Produkterne anvænds som hygiejnisk beskyttelse av hoveddyna och dyne ved:

- Forebyggelse av væskeindtrængning i dyna och dyne
- Reduktion av vask av dyna och dyne och dermed hygiejneressourcer
- Forbedret pleje och komfort i daglig anvændning

Kan anvænds av plejekrævende anvændaree med eller utan assistance från vårdpersonal i private hjem, plejehjem och institutioner.

Kan för nogle mindske gener och frustrationer, som opleves i forbindelse med pleje.

### 3. Indikationer och målgrupp

Indiceret till personer med:

- Risiko för væskeudslip (inkontinens, opkast, væskespild)
- Behov för hygiejnisk sengemiljø
- Reduceret evne till at beskytte sengetøj mod væsker

### 4. Kontraindikationer och begrænsninger

- Produktet er ikke ett absorberende hjælpemiddel (kan ikke erstatte inkontinensprodukter).
- Får inte anvænds på beskadigede tekstiler eller hvis materialet er revnet eller defekt.
- Får inte anvænds till medicinsk behandling eller væskeopsamling.

## 5. Bruksanvisning

### 5.1 Före anvændning

- Kontrollera, at produktet er rent och utan synlige skader.
- Vælj korrekt storlek.

### 5.2 Anvendelse

- Træk beskyttelsesbetrækket helt over dyne/dyna.
- Læg almindeligt sengelinned utan på.

### 5.3 Under anvændning

- Produktet kan anvænds kontinuerligt efter behov.
- Stop anvændning vid obehag eller beskadigelse.

### 5.4 Avtagning

- Fjern betrækket forsigtigt utan at spilde væske på underlaget.

## 6. Rengøring och underhåll

- Maskintvættes efter vaskeanvisning (op till 95 °C).
- Tørretumbles vid op till 120 °C.
- Afsprittes
- Inspicer jævnligt för svækkelser i stof, sømme eller membran.



### 7. Varnings och försigtighetsåtgærdet

- Brug kun till den tilsigtede funktion som beskyttelse av dyna och dyne.
- Fortsat anvændning av skadet produkt kan medføre manglende væsketæthed.
- Undgå vaskemidler eller metoder, der beskadiger membranen. Anbefales at vaske utan anvændning af skyllemiddel.

## Symbolførklaring:

	Varning		(EU) 2017/745		Skydda mot solljus
	Tillverkare		Medicinteknisk produkt		Læs anvisningen